



Présentation
Compresse
- C.I.Crêtes -

www.cicretes.com

PLAN DE LA PRESENTATION

01

Présentation des unités de production.

02

Capacité de production VS quantité produite.

03


Fiche descriptive seringue 2,5 ml, 5ml, 10ml

04

Description de la compresse non tissée & la STERIPAD au fil de barium.

05

Conclusion




**UNITE DE PRODUCTION compresse
(Intégration des photos et description
des unités de production compresse –
Intégration Vidéo Facebook).**




Capacité de production compressée VS quantité produite (Titre à revoir).


Capacité de production "PURIPAD" VS Quantité produite
(en millions de PCS)



Capacité de production "STERIPAD" VS Quantité produite
(en millions de PCS)



Capacité de production "PURIGAZE" VS Quantité produite
(en millions de PCS)



La compresse stérile STERIPAD

Description du produit:

Comresse stérile, aérée et tissée dans un pur fil de coton hydrophile (100% coton) ce qui lui permet une très bonne perméabilité à l'air.

Celle-ci assure une bonne rétention des liquides et a une grande vitesse d'absorption; conditionné en sachet de deux pièces et stérile à l'FO

Dimensions plié (cm x cm)	5x5	7,5 x 7,5	10x10	45 x 45
Nombre de plis	8 ou 12	8 ou 12	8 ou 12	4
Conditionnement (boite/pièce)	10pcs / 100pcs	10pcs / 100pcs	10pcs / 100pcs	1pce

Usage:

- Absorption, tamponnement de fluides biologiques.
- Nettoyage de plaies, détersion et désinfection.
- Couverture de plaie.
- Application d'antiseptique et nettoyage de zone cutanée pour ponction.

Conformité:

Produit homologué par le **LNCPP**.
Marquage CE 93/42.

La compresse purifiée PURIPAD



Description du produit:



Compresse purifiée, aérée et tissée dans un pur fil de coton hydrop hile (100% Coton) ce qui lui permet une bonne perméabilité à l'air. Celle-ci assure une bonne rétention des liquides et a une grande vitesse d'absorption.

Dimensions plié (cm x cm)	5x5	7,5 x 7,5	10x10	45 x 45
Nombre de plis	8 / 12 / 16	8 / 12 / 16	8 / 12 / 16	4
Conditionnement (boite/pcs)	10pcs / 100pcs	10pcs / 100pcs	10pcs / 100pcs	1pcs



Usage:



Nettoyer une plaie avec un antiseptique.

Recouvrir et protéger une plaie et réaliser un pansement.

Absorption de sang et assèchement d'une plaie.

Conformité:

Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne.
Produit homologué par le **LNCPP**.

La compresse purifiée PURIGAZE

Description du produit:

La compresse PURIGAZE; bande de gaze hydrophile légère et perméable à l'air ;tissée dans un fil de coton hydrophile.



DIMENSIONS

5cm x 4m

6cm x 4m

7cm x 4m

8cm x 4m

10cm x 4m

15cm x 4m

20cm x 4m



Usage :

Nettoyer une plaie

Sert à fixer et à maintenir une compresse ou un pansement.


Produit à usage unique,



Conformité :

Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne.

Produit homologué par le **Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques** (**LNCPP**).



BARYUM



Caractéristiques du produit fini :

Dimensions avec plis	5x5	7,5 x 7,5	10x10	20 x 20	45 x 45
<u>Nombre de plis</u>	12	12	12	12	4

- ❖ C.I.Crêtes propose des compresses purifiées faites avec du fil de Baryum ; radio – opaque, destinées aux blocs opératoires;
- ❖ Le matériau radio-opaque au sulfate de baryum pour compresses radio détectables de gaze hydrophile de coton est constitué par un support coloré approprié et un composé radio-opacifiant, le sulfate de baryum. Le matériau. radio-opaque permet la radio-détectabilité de la compresse in situ. Il est non toxique.
- ❖ Celles-ci sont radio-détectables, avec une capacité d'absorption optimale et répondant ainsi parfaitement aux exigences des techniques modernes d'investigation aux rayons X.

La compresse Non tissée

Description du produit:

La compresse stérile non tissée; 70% viscose et 30% fibre polyester bande de gaze hydrophile légère et perméable à l'air.



Format
5 x 5 cm
5 x 5 cm
7.5 x 7.5 cm
7.5 x 7.5 cm
10 x10 cm
10 x10 cm

Usage :

Texture ultra douce, peu adhérentes, et hypoallergéniques pour une hygiène optimale.


Celle-ci est particulièrement adaptées au soin des plaies nécessitant une grande douceur.

Conformité :

Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne.

Produit homologué par le **Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques (LNCPP)**.

LA TARALATANE



Description du produit:

Bande de gaze hydrophile pliée en zig zag.

<u>Format</u>	<u>Colisage</u>
0,6x10m	05 pièces par sachet

Nom commercial: Tarlatane.



Usage :

Soin général des plaies; découpées au gré du client et selon son mode d'utilisation.

Produit à usage unique



Conformité :

Conforme aux exigences de la pharmacopée

Produit homologué par le LNCPP

Directive Européenne 93/42 CE.

Système assurance qualité certifié conforme ISO 9001 et ISO 13485.



Conclusion

La SARL C.I.Crêtes est une entreprise qui s'engage fermement sur la qualité de ces produits , et veille continuellement à leur conformité aux norms internationales.

C.I.Crêtes est une organisation qui est en constante évolution , pour ce qui est de sa structure interne avec implantation d'une veille stratégique dirigée clients.

Un développement et diversification de productions ainsi que l'amélioration du support technologique, ce qui lui permet d'être constamment à l'écoute de son marché.



Notre passion votre
santé, Notre devoir la
qualité.

Merci pour votre
attention.